


519



<b>Code article :</b>	<b>1010000</b>
<b>Code GTIN :</b>	3615800000043 (taille1) 3615800000005 (taille2) 3615800000012 (taille3) 3615800000029 (taille4) 3615800000036 (taille 5)
<b>Famille :</b>	<b>Béquilles aisselles</b>
<b>Description :</b>	<b>Béquille aluminium réglable en hauteur</b>
<b>Usage revendiqué :</b>	Aide à la marche
<b>Classe du dispositif :</b>	I
<b>Garantie produit :</b>	2 ans contre tout vice de fabrication
<b>Code identification individuelle LPPR : 6259160</b> BEQUILLES D'AISELLES REGLABLES, TOUT TYPE, LA PAIRE, ACHAT, VILGO	



## Caractéristiques Techniques

### Dimensions (mm)

- Taille 1 (petit enfant):  
Hauteur\* mini / maxi : 950 / 1100 mm  
E: 355 mm
- Taille 2 (enfant):  
Hauteur\* mini / maxi : 1050 / 1200 mm  
E: 380 mm
- Taille 3 (taille moyenne):  
Hauteur\* mini / maxi : 1150 / 1300 mm  
E: 410 mm
- Taille 4 (grande taille):  
Hauteur\* mini / maxi : 1250 / 1400 mm  
E: 445 mm
- Taille 5 (très grande taille):  
Hauteur\* mini / maxi : 1400 / 1550 mm  
E: 485 mm
- dimensions dessus de béquille: 190x30x70mm
- épaisseur mousse : 15 mm

\* hauteur sol / dessus de béquille

### Description technique

- Mât : tube alu ano. Ø 17,2 x 1 (roulé soudé - 5086)
- Quillon : tube alu Ø 20 x 1 (roulé soudé - 5086)  
. plage de réglage du quillon : 8 positions (tous les 25mm)  
. dispositif de serrage du quillon : vis métaux TCF 6x50 + écrou oreille Ø 6 + 2 plaquettes BR zinguées.
- Poignée en PP + insert acier
- Dessus et dessous de béquille en PP + garniture mousse
- Embout : Optiflex gris
- Finition : anodisée
- Emballage : par paire en poche 300 x 1250

### Poids du produit :

Taille 1 : **0,48 kg**  
Taille 2 : **0,53 kg**  
Taille 3 : **0,56 kg**  
Taille 4 : **0,58 kg**  
Taille 5 : **0,63 kg**

### Date de 1ère mise sur le marché : Avant 1998

Version mise sur le marché à partir de: **Avril 2016**

## Etiquetage produit

Vignette CE



Route de Sainte-Alvère  
24100 Bergerac  
FRANCE



Béquille :  
REF | 519  
SN | 23 000000



Poids maxi : 90 Kg


# FICHE PRODUIT

Page 2/2

519

**HMS - VILGO**  
fabricants de matériel médical

Liste des pièces :



N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A000780	1	Dessus de béquille
2	A000779	1	Dessous de béquille
3	A000034	1	Poignée gueule de loup
4	/	2	Mât béquille tube alu 17.2x1 ano
5	A000081	1	Embout diam 20 EAZ noir
6	/	1	Rallonge béquille tube alu 20x1 ano
7	A001037	1	Vis métaux TCF 6x50
8	A001265	2	Plaquette BR zinguée béquille
9	A001003	1	Ecrou oreille diam. 6
10	A102068	1	<b>Embout Optiflex gris</b>

Edition 5 - janvier 2023

**HMS - VILGO**  
fabricants de matériel médical

Siège social :  
Parc Eurasanté - 243, Rue Allendé  
59120 LOOS LEZ LILLE  
Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50  
Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse  
B.P. 212  
24102 BERGERAC Cedex  
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50  
Fax : +33 (0)5 53 63 06 07