


EASY Table de lit



GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTÉ : 10 KG

Conditionnement :
Carton de regroupement : 1
Palette : 40



Livrées en kit, les tables **EASY** s'utilisent au lit.

- > Plateau réglable latéralement et en rotation
- > Jonc de protection
- > Mât télescopique
- > Châssis acier traité époxy et chrome
- > 4 roulettes dont 2 à freins
- > Installation sans outils

COLORIS

GRIS PERLE



FAÇON HÊTRE




Ajustement latéral (421014)

Inclinaison plateau
EASY gris perle (421000)

DIMENSIONS

Désignation	B x F	C	D x H	E	G	I	Poids
Table EASY	40 x 60 cm	0° < 90°	40 x 60 cm	70/105 cm	51,5 cm	9 cm	7 kg



EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	LPPR TTC	LPPR
421000	Table EASY gris perle	3701127711288	Néant
421014	Table EASY imitation bois	3701127712742	