


# GOODWOOD MEDICAL CARE LTD

1-2 Floor 3-91 Jiulicun, Yongzheng Street, Jinzhou District, Dalian, China. 116100

## Fiche technique - Dispositif Médical

Informations complétées en date du :COMED1255(REF2510800)

Complété par :Service qualité



<b>Informations administratives</b>			
Nom du fabricant	GOODWOOD MEDICAL CARE LTD.		
Adresse complète	3-919 Jiulicun, Yongzheng Street, Jinzhou District, Dalian, China. 116100	Tél.	86-411-87857288
		Fax	
		e-mail	Sales1@dl-goodwood.com
		Site internet	www.dl-goodwood.com
		SRN	CN-MF-000016564
Nom du représentant dans la CEE	CMC Medical Devices & Drugs S.L.		
Adresse complète	C/ Horacio Lengo No18, CP 29006, Málaga, Espagne	Tél.	+34 951214054
		Fax	
		e-mail	info@cmcmedicaldevices.com
		Site internet	
		SRN	ES-AR-000000293
<b>Informations sur le dispositif</b>			
Dénomination commune	applicateur en coton		
Dénomination commerciale	applicateur en coton		
Référence catalogue	COMED1255(REF2510800)		
IUD-ID de base	697312826GW007E6		
Classe du DM	Classe I Règle 1, paragraphe 4.1		
Règlementation applicable	conformément à l'annexe VIII du règlement UE 2017/745(MDR)		
Numéro de l'organisme notifié (si applicable)	N/A		
Description du DM	Applicateur en coton de 6 pouces avec bâtonnet en bois		
Caractéristiques techniques	tige(mm):L3(longueur):148±2,D2(diamètre) :2.2±0.15 tête de coton(mm) : L2(longueur):15.0±4.0,D1(diamètre) : 5.0±1.0 coton-tige(mm) : L1(longueur totale):150.0±3		
Conditionnement/Emballage	100pcs/bag,10bag/big bag ,10big bag/carton		
Composition du dispositif	Coton, bois		
Réutilisable (Oui/Non)	Non		
Méthode de nettoyage et désinfection (si réutilisable)	N/A		
Températures min/max	Température ambiante		

## GOODWOOD MEDICAL CARE LTD

1-2 Floor 3-91 Jiulicun, Yongzheng Street, Jinzhou District, Dalian, China. 116100

supportées	
Poids net (g)	4160
Dimensions LxlxH (mm)	400*200*300
Accessoires	N/A
Domaine d'utilisation	à des fins médicales, Site actif: Surface de la peau/échantillonnage
Indication d'utilisation	Ouvrez l'emballage, sortez l'applicateur, tenez l'extrémité de l'applicateur, mettez le bout de coton dans l'agent désinfectant, lorsque le coton a absorbé suffisamment de solution, appliquez le bout de coton avec la solution sur la zone cutanée visée à des fins de désinfection.
Procédé de stérilisation (si DM fourni stérile)	N/A
Péremption (si applicable)	60mois
Méthode de destruction	N/A
Conditions de stockage (si applicable)	doit être stocké dans un local ventilé et sec, dont l'humidité relative est inférieure à 80 %.
Température de stockage (si applicable)	Température ambiante
Incompatibilité chimique	N/A
Contre-indications	Usage unique, pas d'usage secondaire
Population cible	Tous les groupes
Autres informations	