

# Rollator 3 roues Madrid



## Une aide au quotidien pour plus d'autonomie

### Rollator pliant *Madrid*

#### Un accompagnement au quotidien

- Equipé de **3 roues** de 19cm de diamètre à **bandage plat** pour une meilleure stabilité et maniabilité
- **Poignées anatomiques** pour un confort optimal
- **Poignées réglables en hauteur** pour s'adapter à tout type d'utilisateur
- **Panier, plateau et grande sacoche de transport** de série pour plus d'autonomie
- **Pliable** pour un rangement et un transport facilité
- **Freins de parking** de série



#### Caractéristiques

- Profondeur maxi : 60 cm
- Largeur hors-tout : 61 cm
- Largeur plié : 25 cm
- Hauteur des poignées : 84,5 à 94,5 cm
- Dimensions du plateau : 24 x 20 cm
- Matière : acier
- Couleur : gris métallisé
- Poids total (avec panier et tablette) : 6,9 kg
- Poids maximal supporté : **130 kg**

<b>Référence</b>	SA 131 2005	<b>Code ACL</b>	34010 413 506 2 3
------------------	-------------	-----------------	-------------------



Dupont Médical et DeVilbiss Healthcare France deviennent en 2017 Drive DeVilbiss Healthcare France, acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. Une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.