

ROLLATOR PLIANT

Boston



Ultra léger et réglable en hauteur

Un accompagnement au quotidien

- **Assise rigide relevable réglable en hauteur** par système de clips et boutons poussoirs.
- **Appui dorsal** pour une position assise plus sécurisée.
- **Filet de transport et porte-canne de série** pour plus d'autonomie.
- **Léger et maniable** pour plus de confort.
- **Pliable** pour un transport plus facile.
- **Freins de parking** de série.



Caractéristiques

- Profondeur maxi : 62 cm
- Largeur hors-tout : 62 cm
- Longueur plié : 24 cm
- Hauteur des poignées : 83 à 100 cm
- Hauteur sol/siège : 52 à 60 cm
- Dimensions du siège : 36 x 24 cm
- Matière : aluminium
- Couleur : rouge métallisé et noir
- Poids total : 6,4 kg
- Poids maximal supporté : 120 kg



MODÈLE	RÉFÉRENCE	CODE ACL
BOSTON ROUGE	SA 130 1101	34011 702 824 3 7
BOSTON BLEU	SA 130 1101-BL18	36643 901 499 2 2

