

Tabouret de coin Capri



- Coussin confort - 812002

- Tabouret - 812001

- **Idéal pour les cabines de douche à espace réduit**

Le tabouret de coin Capri permet une assise stable sans encombrer le bac à douche complètement grâce à sa conception triangulaire.

Structure aluminium haute qualité et ultra-légère anti-corrosion. Très facile à régler en hauteur.

Dimensions assise : côté de 39,5 cm.

Hauteur réglable de 39,5 à 54,5 cm en 7 positions.

Hors-tout côtés max. 50,5 cm.

Poids 1,1 kg.

Résistance : 120 kg

Coussin confort imperméable disponible en option, s'adaptant parfaitement à la forme du tabouret.

Poids 160 gr.

Variantes :

- Coussin confort
- Tabouret