

# Déambulateur fixe Brighton



## Un appui pour plus d'autonomie

### ▮ Cadre de marche fixe **Brighton**

#### Une aide à la marche

- Cadre de marche **simple et léger**
- **Main courante continue** pour plus de sécurité
- **Réglage en hauteur** des 4 pieds par boutons poussoirs pour s'adapter à toutes les tailles

#### Caractéristiques

- Profondeur hors-tout : 42,5 cm
- Largeur hors-tout : 66 cm
- Hauteur des poignées : 80 à 88 cm
- Largeur entre poignées : 40 cm
- Matière : aluminium
- Couleur : gris métallisé
- Poids total : 1,9 kg
- Poids maximal supporté : **100 kg**



|                  |             |                 |                   |
|------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| <b>Référence</b> | SA 120 1105 | <b>Code ACL</b> | 34010 956 986 5 8 |
|------------------|-------------|-----------------|-------------------|



**Drive DeVilbiss Healthcare France** est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.