

VISCO' MOUSS Coussin en mousse viscoélastique



Visco'Mouss

Réalisés en mousse issue de la technologie Basf®, les coussins de prévention soutiennent, protègent et corrigent des postures douloureuses, avec risques d'escarres, par leur densité et leur forme.

Ils se déclinent en différentes tailles pour s'adapter aux assises des fauteuils fixes comme roulants et sont fournis avec deux housses.



Visco'Mouss avec butée



VISCO'MOUSS coussins galbés ou plats (selon les tailles). Ils apportent soutien et confort en position assise, pour aider à la prévention des escarres.

VISCO' MOUSS avec butée, une cale ajustable sur la housse réduit le risque de basculement vers l'avant et limite l'appui sacro-coccygien.

GARANTIE 2 ANS

CLASSEMENT AU FEU > M1

Conditionnement :
Varie selon le produit, veuillez nous
contacter directement pour plus
d'informations.

Résultat répartition
des pressions

Butée amovible

Mousse visco 86 kg/m³

CARACTÉRISTIQUES

Code	Poids	Code	Poids	Code	Poids
410700	1,02 kg	410780	1,17 kg	417001	1,10 kg
410701	1,28 kg	410781	1,43 kg	417002	1,26 kg
410702	1,48 kg	410782	1,63 kg	417003	1,32 kg
410703	1,50 kg	410783	1,65 kg	417004	1,39 kg
410704	1,08 kg	410784	1,23 kg	417005	1,47 kg
410705	1,78 kg	410785	1,96 kg		

EAN, PRISE EN CHARGE

Codes	Désignations	Code EAN	LPPR TTC
410700	Coussin 38 x 38 x 7 cm avec housses 3D et PU	3701127716832	
410701	Coussin 41 x 41 x 7 cm avec housses 3D et PU	3701127716818	
410702	Coussin 43 x 43 x 7 cm avec housses 3D et PU	3701127716849	
410703	Coussin 45 x 45 x 7 cm avec housses 3D et PU	3701127716825	1204242 69,00 €
417001	Coussin 41 x 39 x 7 cm avec housses 3D et PU	3701127723342	
417002	Coussin 43 x 41 x 7 cm avec housses 3D et PU	3701127723359	
417003	Coussin 45 x 41 x 7 cm avec housses 3D et PU	3701127723366	
410704	Coussin 36 x 40 x 7 cm avec housses 3D et PU	3701127716863	1243680 81,00€
410705	Coussin 50 x 43 x 7 cm avec housses 3D et PU	3701127716856	
417004	Coussin 48 x 41 x 7 cm plat avec housses 3D et PU	3701127723373	1233143 81,00 €
417005	Coussin 51 x 41 x 7 cm plat avec housses 3D et PU	3701127723380	
410780	Visco Mouss Avec Butée 38 x 38 x 18 cm avec 2 housses PU	3701127717235	
410781	Visco Mouss Avec Butée 41 x 41 x 18 cm avec 2 housses PU	3701127717280	
410782	Visco Mouss Avec Butée 43 x 43 x 18 cm avec 2 housses PU	3701127717273	1259214 81,00€
410783	Visco Mouss Avec Butée 45 x 45 x 18 cm avec 2 housses PU	3701127717266	
410784	Visco Mouss Avec Butée 36 x 40 x 18 cm avec 2 housses PU	3701127717259	
410785	Visco Mouss Avec Butée 50 x 43 x 18 cm avec 2 housses PU	3701127717242	